

GUBBINI

SISTEMA MINI
HISTERO-RESECTOSCOPIO



DEFINIENDO UNA
NUEVA DIMENSIÓN EN LA
HISTERO-RESECTOSCOPIA

TONTARRA
MEDIZINTECHNIK GMBH

GUBBINI

GUBBINImidi
GUBBINIellipse
GUBBINIoriginal

El sistema GUBBINI, claramente tiene el potencial de revolucionar los procedimientos actuales de ginecología mínimamente invasiva. Presenta un enfoque más "suave" con menos intervenciones traumatizantes.

Tres instrumentos híbridos, ligeramente diferentes que brindan una completa gama de beneficios en tratamiento diagnóstico y terapéutico.

Variedad de mini instrumentos, HF electrodos e instrumental semi - rígido.

GUBBINIoriginal

El sistema GUBBINI Original presenta en la parte distal 16 Fr en forma redonda, por lo cual, el canal cervical no requiere dilatación.



GUBBINIellipse


Tiene una punta distal ovalada de 14,9 Fr, lo cual facilita la introducción sin dilatación en pacientes con estenosis.




GUBBINImidi


GUBBINI Midi cuenta con 18.5 Fr, aunque su diámetro es un poco más grande y requiere dilatación de cérvix, facilita el tratamiento de miomas más grandes y lesiones extendidas.

COMPONENTES SISTEMA GUBBINI GENERAL



Canal de trabajo / puente óptico Ref. 582-150-39GU






Vaina de flujo continuo,
funda interna no giratoria



Identificación entrada /
salida con colores

Vaina de flujo continuo
completa. Giratorio



Vaina interna no rotatable
Ref. 582-150-26GU

TELESCOPIOS 2,9 MM MICRO INSTRUMENTACIÓN



TELESCOPIOS PARA GINECOLOGÍA - Autoclavable ► Ø 2.9 mm

Descripción

Art. No.

Telescopio HD + 2 ► Ø 2.9 mm; 0° FL 300 mm

601 - 103 - 00HD2


Telescopio HD + 2 ► Ø 2.9 mm; 0° FL 300 mm

601 - 103 - 12HD2

Telescopio HD + 2 ► Ø 2.9 mm; 0° FL 300 mm

601 - 103 - 30HD2

- Campo de visión: 80°
- Compatible con la mayoría de de instrumentos y sistemas de cámaras



COMPONENTES PARA EL SISTEMA GUBBINI & GUBBINI ELLIPSE

CUBIERTA DE FLUJO CONTINUO

- Todo alrededor de la perforación
- Longitud 194 mm

GUBBINI (16 Fr.) 582 - 150 - 20GU




Que consiste en:

582 - 150 - 21GU (vaina interior)
582 - 150 - 24GU (vaina externa)

También disponible: funda giratoria de flujo continuo


Que consiste en:

582-150-26GU (vaina interior)
582-150-24GU (vaina externa)



- Entrada de color y signo de salida
- Para uso monopolar y bipolar

GUBBINIellipse (14.9 Fr.) 582 - 150 - 20GUE



Que consiste en:

582 - 150 - 21GUE (vaina interior)
582 - 150 - 24GUE (vaina externa)

Forma circular de la superficie externa, vaina interna y de trabajo.

Facilita el cambio para los cirujanos que trabajan con
resectoscopios convencionales más pequeños, más versátil y
"suave" que los instrumentos de 16 Fr



VAINA DE TRABAJO

- Instrumento con canal de 5 Fr
- Para telescopio Ø 2.9 mm (0°, 12°, 30°)


582 - 150 - 39GU



582 - 150 - 39GUE




COMPONENTES EN EL SISTEMA GUBBINI & GUBBINI ELLIPSE



ELEMENTO DE TRABAJO 582-150-00GUB


- Para uso bipolar
- Pasivo
- Mango cerrado para telescopio Ø 2.9 mm con titanio, mecanismo graduado



Telescopio HD 2.9 mm

GUBBINI

GUBBINIe||ipse



Resectoscopio

601-103-00HD2
601-103-12HD2
601-103-30HD2

+


-

-

+

+

(+)



Histeroscopia

601-103-00HD2
601-103-12HD2
601-103-30HD2

-

+

+

-

+

+



Rotable



Vaina exterior

Tamaño Código de color Art. No.

18.5 Fr VERDE 582-180-24



Vaina interna

17.5 Fr VERDE 582-180-26



CAMPO DE TRABAJO con canal de instrumentos 5Fr

18.5 Fr VERDE 582-180-39

No rotatable

Tamaño Código de color Art. No.



Vaina exterior

18.5 Fr VERDE / AZUL 582-180-22



Vaina interna


17.5 Fr VERDE 582-180-21

CAMPO DE TRABAJO con canal de instrumentos 5Fr
para uso con 582-180-22



18.5 Fr VERDE / AZUL 582-180-38

HISTEROSCOPIA INSTRUMENTAL SEMI-RÍGIDO





INSTRUMENTAL SEMI - RÍGIDO

Con LUER LOCK (semi-rígido) o ANTI-TINK
(semi-flexible)



INSTRUMENTAL SEMI-RÍGIDO Ø 1.6 MM ► CON LUER LOCK O PROTECCIÓN ANTI - KINK

	Descripción	Art. No. Luer - Lock	Art. No. Anti - Kink
	Pinzas de biopsia - Ovais - Doble acción	583 - 214 - 16LL	-
	Tijeras - Doble acción	583 - 228 - 16LL	583 - 228 - 16FS
	Tijeras - Puntiguda - Única acción	583 - 229 - 16LL	583 - 229 - 16FS
	Pinzas de biopsia y agarre - Ovais - Doble acción	583 - 256 - 16LL	583 - 256 - 16LL
	Pinzas sacabocados - Ovais - Doble acción	583 - 258 - 16LL	-
	Pinzas tenaculum y de agarre - Ovais - Doble acción	583 - 278 - 16LL	-
	Pinzas para fijación de mioma - Ovais - Doble acción	583 - 280 - 00	-

RESECTOSCOPIA COLD LOOPS - SIN CORRIENTE HF

		
Loop de preparación de J-Hook; pequeño; sin HF	582 - 150 - 45GU	
Loop de preparación de J-Hook; mediano; sin HF	582 - 150 - 46GU	
Loop de preparación circular; sin HF	582 - 150 - 47GU	
Loop de preparación tipo lanceta; sin HF	582 - 150 - 48GU	
Loop de preparación tipo espátula; sin HF	582 - 150 - 49GU	

HF - ELECTRODOS

		
Descripción	Art. No. BIPOLAR	Art. No. MONOPOLAR
Loop de preparación tipo espátula; sin HF	582 - 150 - 40GUB 582 - 150 - 40GUB-S*	582 - 150 - 40GU -
HF-Loop tamaño del electrodo 2 grande 90 ° para telescopio de 0 °	582 - 150 - 41GUB 582 - 150 - 41GUB-S*	582 - 150 - 41GU -
HF-Ball Electrodo. Para telescopio de 0 ° / 12 °	582 - 150 - 42GUB 582 - 150 - 42GUB-S*	582 - 150 - 42GU -
HF-Knife Electrodo. 90° Para telescopio de 0 ° / 12 °	582 - 150 - 43GUB 582 - 150 - 43GUB-S*	582 - 150 - 43GU -
HF - Loop Electrodo Recto - para telescopio 0 °	582 - 150 - 44GUB 582 - 150 - 44GUB-S*	582 - 150 - 44GU -

(*) SALIN® Electrodo desechable

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS EN DEMANDA PARA REVOLUCIONAR PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS

Distribuidor autorizado de
Tontarra en Colombia:

allers
Group

Cali
Carrera 67 # 1B - 35 - El Refugio
PBX: +57 (2) 489 3000 - 323 3232

Bogotá
Carrera 13 # 42 - 36 - Oficina 101
PBX: +57 (1) 890 1893

Medellín
Tel: +57 (4) 604 5094

Pasto
Tel: +57 (2) 737 4591

Barranquilla
Tel: +57 (5) 385 3085

Santa Marta
Tel: +57 (5) 436 8107

Pereira
Tel: +57 (6) 340 2464

Armenia
Tel: +57 (6) 735 8241

Bucaramanga
Tel: +57 (7) 6973499

pedidos@allers.com.co
www.allers.com.co

TONTARRA Medizintechnik GmbH
Daimlerstrasse 15
78573 Wurmlingen
Germany
Tel: + 49 (0) 74 61 / 9 65 76 -0
Fax: + 49 (0) 74 61 / 9 65 76 -26



WWW.TONTARRA.DE

All rights are reserved. Technical alterations are possible. This folder may be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse, we retain the rights to recall our catalogs and pricelists and to take legal actions.
999-170-02E